

수작업과 같은 저속 회전이 가능한 제품
















ANM-150

### ●●● 사용용도

합성수지 · 전자재료 · 화학약품 · 도료 · 안료 · 금분 · 은분 · 도자기  
 유약가루 · 칠보 · 벽재 · 접착제 · 왁스 · 돌가루 · 화장품 · 향수 ·  
 의약품 · 제과원료 · 초콜릿 · 인스턴트식품 · 카레 · 조미료 · 치석 ·  
 사진원료 · 인쇄잉크 · 연마재 · 요업원료

### ●●● System 구성도

본 체	Adaptor	유 발	유 봉	완성System
	 15S Type	 (아루미나) ALS-15S	 AL-15B	ALM-150S
		 (자기) AN-15		ANM-150
		 (아루미나) AL-15		ALM-150
	 20S Type	 (자기) AN-20	 AL-20B	ANM-200
		 (아루미나) AL-20		ALM-200
	 14S Type	 (마노) AM-14D	 AM-14B	AMM-140D

### 자동 유발기

MODEL : ALM-150 · ANM-150 ·  
 ALM-150S · ANM-200 ·  
 AMM-140D

### ●●● 특 징

- 자동유발이란 무기, 유기성의 시료를 건식 · 습식으로 분쇄, 혼합, 교반 각 작업을 일정한 시간에 균질의 처리시료를 효율적으로 만들어 낸다. 기본적인 방법에 따라서 유봉, 유발을 역회전하여 혼합 작용을 하는 Compact Type의 기계입니다
- 유봉과 유발을 각각의 모터에 의해서 역회전시켜 강력한 혼합작용을 합니다
- 도자기, 아루미나, 마노 등의 재질의 유봉, 유발을 교환하여 사용할 수 있으며 시료추출 및 세척도 간단합니다
- 저속회전 및 저압력으로 인하여 손작업과 동등한 효과를 얻을 수 있습니다
- 무기, 유기성의 시료를 건식 및 습식으로 혼합교반하여 시료의 결정분자를 파괴치 않고 작업을 행합니다
- 화학분석 · X선분석 · 원자흡광분석을 위한 시료조정, 그외에 소량의 분립체를 분쇄하는 작업에 적합합니다
- 작업중에도 시료상태를 눈으로 확인할 수 있는 Open Type
- 유발을 Heating하는 모델, Cabinet에 들어있는 모델도 있습니다 (소음방지 및 방진용)

### ●●● 규 격

MODEL	ANM-150
사용전원	AC100V 50/60Hz
정격소비전력	39/37
회전수 유봉 Motor	100~120rpm
유발 Motor	6/7rpm
크기	350×210×620mm
무게(ANM-150)	17kg
무게(ANM-200)	19kg