



### 편광계용 튜브 Observation Tube for Polarimeter

● ● ● 규격

MODEL	RE6705	RE6706	RE6708
Type	A	B	C
샘플량	5ml	10ml	1 ~ 1.5ml
길이	10mm	200mm	100mm

### 순환식 항온수조 Circulating Temperature Bath

● ● ● 규격

MODEL	60-C3
용량	0.5L
온도 조절 범위	10(ambient temperature-10°C) ~ 60°C
정확도	±0.2°C
온도 조절	PID control
Electric Cooling Unit	250VA
Heater	430VA
펌프 용량	4L / min
전원	AC 100 ~ 240V, 50/ 60Hz
크기 · 무게	38 × 24 × 27cm, 11kg



60-C3

### 자동편광계(AP-300)용 Flow Jacket Flow Jacket For Automatic Polarimeter


● 선광도 측정시 관측관의 온도보정이 가능합니다

● ● ● 규격

MODEL	RE-72034	RE-72033
용량	Jacketed flow 100mm	Jacketed flow tube with funnel 100mm

※순환식 항온수조가 필요합니다.

※Flow Jacket 사용하는 Sample 실커버(RE-76015)및 각사이즈의 중간덮개(RE-76016(100mm튜브용)가 필요합니다.



Jacketed flow tube with funnel

Jacketed flow tube

Quartz control plate

### 편광계용 Quartz Control Plate (교정용)

● ● ● 규격

MODEL	RE-72043	RE-72044	RE-72045
표준값	Quartz control plate 8° / 국제당도25°Z	Quartz control plate 17° / 국제당도50°Z	Quartz control plate 34° / 국제당도100°Z

### 당도및 염도표준액 Sucrose & NaCl Solutions

● 당도표준액 (당도계 교정용)



● ● ● 규격

일반용

MODEL	범위 · 정도	용량
RE-110010	10% Sucrose(±0.03%)	Approx.5ml
RE-110030	30% Sucrose(±0.03%)	Approx.5ml
RE-110050	50% Sucrose(±0.05%)	Approx.5ml

고정밀용(RX-a Series용)

MODEL	범위 · 정도	용량
RE-111001	10% Sucrose(±0.01%)	Approx.5ml
RE-113001	30% Sucrose(±0.01%)	Approx.5ml
RE-115002	50% Sucrose(±0.02%)	Approx.5ml

● 염도표준액 (염분계 교정용)



● ● ● 규격

MODEL	범위 · 정도	용량	
RE-120250	2.50% NaCl Solution AB250 (for PAL-ES2, ES3 Calibration)	2.50% ± 0.05%	Approx.5ml
RE-120284	2.84% NaCl Solution AB284 (for ES-421 Calibration)	2.84% ± 0.05%	Approx.5ml