

# Clean Bench

## 무균작업대

- 유해균, 유해물질 취급시 사용자의 안전을 위하여 근본적으로 예방, 차단할 수 있는 구조로 설계 및 제작 하였습니다.
- 사용전압에 관계없이 내부 작업대에서 110V, 220V를 동시에 사용할 수 있어 가스버너, 슬라이드 워머 사용 가능합니다. (Option)
- 작업의 특성에 의해 전면도어의 높낮이를 수시로 조정할 경우 자동 도어 설치가 가능 합니다. (Option)
- 기기의 보수 유지가 용이하도록 Glow Starter Box를 외부로 노출시켜 수시 확인 가능합니다.
- 기기 작동시 진동 및 소음을 최소화 하기 위해 Blower Motor는 특수 연결 구조로 제작하였습니다.
- 필터의 교환주기를 Alarm으로 알려 줍니다. LOW값 설정 가능. (Option으로 선택 시)



유해균, 유해물질 취급시 사용자의 안전을 위하여  
근본적으로 예방, 차단할 수 있는 구조로 설계 및 제작하였습니다.



## Point 01

### 석션기 장착된 모습

석션기 (MS-33) 를 장착하여 사용할 수 있습니다. (Option)

석션기 (MS-33)



1850 mm

## Size

〈CT-CB 900〉  
(외부) 900 x 840 x 1850 mm  
(내부) 800 x 610 x 580 mm



1850 mm

## Size

〈CT-CB 1300〉  
(외부) 1300 x 840 x 1850 mm  
(내부) 1200 x 610 x 580 mm

〈CT-CB 1600〉  
(외부) 1600 x 840 x 1850 mm  
(내부) 1500 x 610 x 580 mm

# Specification

모델명	CT-CB 900	CT-CB 1300	CT-CB 1600
Material	In	Steel, Powder coating	
	Out	Steel, Powder coating	
	Table	Stainless steel	
Main Filter	Hepa Filter (0.3 $\mu$ x 99.98%)		
Pro Filter	Nylon Filter		
FL lamp	20W x 2EA		40W x 2EA
GL lamp	20W		40W
Motor	200W		400W
Wind Velocity	0.3 ~ 0.5m/sec.		
Size [W x D x H] (외부)	900 x 840 x 1850 mm	1300 x 840 x 1850 mm	1600 x 840 x 1850 mm
Size [W x D x H] (내부)	800 x 610 x 580 mm	1200 x 610 x 580 mm	1500 x 610 x 580 mm
Power	AC 220V / 60Hz		